



FFP2-MASKEN RICHTIG BENUTZEN

Masken mit Hinterkopfbändern

AUFSETZEN



Vor dem Anlegen die Hände gründlich mit Seife waschen oder desinfizieren. Gegebenenfalls Brille ablegen.



Die Maske an den Bändern greifen. Das eine Band im Nacken, das zweite am oberen Hinterkopf befestigen.



Nasenbügel anpassen und festdrücken.



Mit dem Pinzettengriff am Kinn die Maske justieren. Dabei die seitlichen Abschlüsse der Maske so dicht wie möglich an das Gesicht anpassen. Die Maske muss sich beim Einatmen spürbar an das Gesicht ansaugen.



Hinweis: Damit eine Maske wirkt, muss sie eng am Gesicht anliegen. Bärte oder Vernarbungen im Bereich der Maskendichtlinie beeinträchtigen die Schutzwirkung von Atemschutzmasken.

ABSETZEN



Nehmen Sie die Maske erst ab, wenn der Abstand zur nächsten Person mehr als 1,5 Meter beträgt.



Beim Abnehmen nur an Bändern oder Gummis (oberes Kopfband zuerst) anfassen.



Auf der Außenseite der Maske können sich Bakterien und Viren befinden. Vorderseite nicht berühren.



Die Maske in einem gut belüfteten Raum aufhängen. Durchfeuchtete Masken entsorgen.



Nach dem Ablegen die Hände gründlich mit Seife waschen oder desinfizieren.



Informationsvideo

Kurzvideo des Instituts für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) für die korrekte Auswahl und Verwendung von Atemschutzmasken des Typs FFP2.
www.tube.dguv.de/search/maske



„Check x 5 – Maske ohne Makel?“

Woran sich zertifizierter und damit sicherer Atemschutz grundsätzlich erkennen lässt, veranschaulicht ein Übersichtsplakat des IFA.
www.dguv.de/publikationen
Webcode: p021644